



PRODUKTKATALOG

AL-trac[®]

Innholdsfortegnelse

Innhold	Side nr.
AL-trac®	
AL-trac® Multivogn pakkeløsninger - oversikt	2
AL-trac® Multivogner	3
AL-trac® Vinterprodukter	4
AL-trac® Snøhetta	5
AL-trac® Snøhetta målskjema	6
Andre vinterprodukter	8
AL-trac® Sommerprodukter	12
AL-trac® Besseggen Multivogn	13
AL-trac® Besseggen med AL-trac® Fjellgeita	14
AL-trac® Glittertind Multivogn	15
AL-trac® Glittertind HD Multivogn	16
AL-trac® Motordrift	17
AL-trac® Galdhøpiggen Multivogn m/motor	18
AL-trac® Galdhøpiggen HD Multivogn m/motor	18
AL-trac® Runner Løpevogn	19
AL-trac® Hanger (sykkeladapter)	20
AL-trac® Bergen (innbyggingssett)	20
AL-trac® Badeanda badevogn	21
AL-trac® Dravogn	21
AL-trac® modeller målskjema	23
«Ingen Grenser»	
AL-trac® Off-Road Rullestol «Ingen Grenser»	27
AL-trac® Off-Road Rullestol målskjema	29
"Ingen Grenser" miljøbilder	30
AL-trac® Multivogn aktiviteter	
På vei til Gaustatoppen	34
Til topps med rullestol	36
Over Besseggen	39
"En menneskerett å drikke rent fjellvann"	41
Torstein Lerhol - spesiallagd vogn	43
Andre produktkataloger	
Andre kataloger fra AL-trac as	46

NB! Det gjøres oppmerksom på at avbildede produkter/produktdetaljer kan avvike fra det som leveres.
Alle våre produkter er håndlaget i Norge og ingen er like.

For mer informasjon, se våre hjemmesider:

www.al-trac.no

AL-trac® Multivogn pakkeløsninger - oversikt

AL-trac® <i>Snøhetta</i>			
AL-trac® <i>Bessekken</i>			
AL-trac® <i>Glitterfjell</i>			
AL-trac® <i>Glitterfjell HD</i>			
AL-trac® <i>Galdhøpiggen</i>			
AL-trac® <i>Galdhøpiggen HD</i>			
AL-trac® <i>Runner</i>			
AL-trac® <i>Hanger</i>			
AL-trac® <i>Bergen</i>			

AL-trac® Multivogner

AL-trac® fra **AL-trac as** er vårt nye merkenavn på en rekke modeller multivogner. Vogner for de som ønsker å komme seg ut til tross for handikapp, nedsatt førlighet eller skader som medfører nedsatt bevegelsesevne.

Vi bruker begrepet «*multivogn*», da en vogn kan ha et utall funksjoner. Alt er basert på «Lego» prinsippet, hvor man bytter ut noen «klosser» med andre, men på samme grunnmodul. Det som i går var en standard **AL-trac® Besseggen** med offroadhjul og trommelbrem, blir plutselig en **AL-trac® Glittertind** med fatbikehjul og **AL-trac® Fjellgeita** for en skikkelig tur i fjellet. Og det på 1-2-3 med enkle håndgrep!

Som vi sier i **AL-trac as** – Funksjonshemmede kommer ikke i en A4-forpakning. Hos oss bygger vi våre **AL-trac®** multivogner til den enkeltes behov.



AL-

Multivogner vinter

AL-trac



AL-trac® Multivogn Vinter

I AL-trac® serien inngår det flere vinterprodukter. Alle individuelt tilpasset brukeren.

AL-trac®
Snøhetta

Artikkel nr.:

A-1

(HMS Nr. 200754)

AL-trac® Snøhetta

AL-trac® Multivogn / kjelke med langrennsski, støtteski og pulkdrag.

Setebredder fra størrelse 24 -45.

Aktivsete på vinkeljusterbar plate.

Kan leveres med regulerbar tilt til barn med vekt under 35 kg.

Justering på ledsagerbøylen.



Artikkel nr.:

A-2

(HMS Nr. 210517)

AL-trac® Snøhetta (A-1)
+ ståbrett og snowblades.

Ståbrett og snowblades.

Brukes som sparkstøtting eller på ski utenfor løypene. Populær i lek for barn som skal ha en lettmanøvrerbar piggekjelke.

Svinger veldig lett med snowblades.



Målskjema AL-trac® Snøhetta standard vinter

Navn bruker:				
Mail:				
Mobil:				
Sett kryss	Varenr.	Beskrivelse		
	A-1	AL-trac® Snøhetta vinterpakke med langrennsski, støtteski og pulkdrag.		
	A-2	AL-trac® Snøhetta vinterpakke A-1 + ståbrett og snowblades		
		Oppgi standard setestørrelse	   LANGRENN	
	1	Multikjelke setebredde 28		
	2	Multikjelke setebredde 32		
	3	Multikjelke setebredde 36		
	4	Multikjelke setebredde 38		
	5	Multikjelke setebredde 42		
	4X	Aktivsete med høy rygg. Setebredde 38, rygghøyde 70		
	5X	Aktivsete med høy rygg. Setebredde 45, rygghøyde 70		
Seter kan skjæres etter mål. Alle kjelker leveres med langrennsski og teleskopstaver som standard				
Tilbehør:				
	97331	Snowblades	  SNOWBLADES	
	97332	Lengdeløpsskøyter		
	97332-BESK	Skøytebeskytttere		
	97333	Rulleskøyter		
	97334	Rulleski offroad med håndbrems		
	9734-1	Rulleski standard voksen med håndbrems		
	97334-B	Rulleski barn med håndbrems		
	97312	Ståbrett type komfortkjelke		
	97313	Støtteski		
	97335	Fast fotbrett aluminium		
	97335-FOT	Nedfelt fotbrett	 NÅ MED BREMS  RULLESKI	
	97337	Faste staver med ispigg	Oppgi lengde:	Swix strap str.:
	97338	Faste staver med skitrinse	Oppgi lengde:	Swix strap str.:

Målskjema AL-trac® Snøhetta standard vinter

	9706	Elastisk tau til sikring i nedoverbakke	
	540	Brystbelte	
	541	Hoftebelte	
	9757-1	Neoprenvest 1	
	9757-2	Neoprenvest 2	
	9757-3	Neoprenvest 3	
	9600	Varmepose i dun small l/b/h = 70/40/20 cm.	
	9601	Varmepose i dun medium l/b/h = 90/40/25 cm.	
	9602	Varmepose i dun large l/b/h = 105/50/30 cm.	

Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:

Ledsager 1	Høyde	cm.
Ledsager 2	Høyde	cm.
Ledsager 3	Høyde	cm.

Annen informasjon:

Alle måleskjemaer å finne på våre hjemmesider:

www.al-trac.no



Andre vinterprodukter

AL-trac as fører også et bredt utvalg av andre vinterprodukter utover **AL-trac®** serien. Vinter skal tross alt ikke være en årsak til at man ikke kommer seg ut. Her finner du et utvalg vinterprodukter som vil gjøre vinteren mer artig. Se også vår spesialbrosjyre for vinterprodukter på våre nettsider www.al-trac.no.



Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm. Her med Hamax sete, men andre seter i **Aktivsete**-serien kan monteres.

Artikkel nr.:

506 (HMS Nr. 057105)	Forlenget 110 cm (her med Hamax sete)
--------------------------------	---------------------------------------



Sammenlikning Stiga og **AL-trac** as Aluracer.

Stiga King Size	Aluracer kort
Total bredde = 48	Total bredde = 68
Høyde = 30	Høyde = 33



Spesialbygget Stiga Snowracer. Forlenget til 110 cm. Med Aktiv sete.

Artikkel nr.:

506 (HMS Nr. 032813)	Forlenget 110 cm. med Aktiv sete.
525	Tiltplate

Aktiv sete leveres i størrelser 1, 2, 3, og 4.

Setebredder 28, 32, 36 cm.



Egenprodusert Aluracer - kort.

Artikkel nr.:

504-KORT (HMS Nr. 144546)	Aluracer - kort
504 (HMS Nr. 057105)	Aluracer Lang

Setelengde 110 cm. Vekt ca. 9 kg.

Forsterket brems. Standard med Stiga ski, men kan leveres med slalåmski **UTEN** tillegg i prisen.

Lang 135 cm setelengde



Artikkel nr.:

508 HMS Nr144488	Kjelke «Snow Baby»
508-inb	Innbygningsputer til sbr 24 cm
525	Tilt

Leveres i sete størrelser 28 , kan leveres med innbyggningsputer til sbr 24 cm



Artikkel nr.:

514-1	Snow Hamax family sete 1
514-2	Snow Hamax family sete 2
514-3	Snow Hamax family sete 3

Artikkel nr.:

514-F + SETE STR 1,2,3	Snow Hamax family forlenget sete str 3 sbr 36 cm
611-Høy rygg	TILEGG FOR sete 4(38 cm) m rygh 70 cm



Artikkel nr.:


507	KHW Plastkjelke med styre og Aktivsete
------------	--



Artikkel nr.:

512-(0, 1, 2, 3) (HMS Nr. 134225)	Kjelke Snow Speed med Aktivsete og separate bremses.
---	--

God plass til voksen bakpå. Sete kan også leveres med til og nakkestøtte.



Skilator med langrennsski.

Artikkel nr.:

6500	Aktiv Skilator barn
6501 (HMS Nr. 108590)	Aktiv Skilator voksen

Skilatoren er regulerbar i høyde og bredde.



Skilator fast høyde med Snowblades eller langrennsski

Artikkel nr.:

8810	Skilator str 1 = 50 cm
8820	Skilator str 2 = 60 cm
8830	Skilator str 3 = 70 cm
8840	Skilator str 4 = 80 cm
8850	Skilator str 5 = 95 cm



Skilator med støtte og mulighet for pulkdrag

Artikkel nr.:

6505	Skilator «Stabil»
6505-drag	Pulkdrag og sele for skilator «Stabil»



Skøytestativ standard.

Artikkel nr.:

8800 (HMS Nr. 176371)	Skøytestativ str. 1 – 50 cm.
8801 (HMS Nr. 175446)	Skøytestativ str. 2 – 60 cm.
8802 (HMS Nr. 192104)	Skøytestativ str. 3 – 70 cm.
8803 (HMS Nr. 211427)	Skøytestativ str. 4 – 80 cm.
8804 (HMS Nr. 211427)	Skøytestativ str. 5 – 95 cm.

Kan også leveres med hengesete og ledsagerhåndtak.



Aktiv karbonplastpulk med 3 forskjellige seteløsninger.

Artikkel nr.:

610 (HMS Nr. 161627)	Pulk med putesett
611 (HMS Nr. 161627)	Pulk med Aktivsete
612 (HMS Nr. 161627)	Pulk med Fjellpulken seterygg

Kan leveres med en spesiell sporstyring.
For tyngre bruker anbefaler vi at pulken blir levert med meier/ski. På denne måten blir pulken lettere å trekke.



Artikkel nr.:

612-MEIER	Ski/meier
------------------	-----------

Anbefales for tyngre brukere så pulken blir lettere å trekke.




Artikkel nr.:

613	Sporstyring
------------	-------------

Ved å bruke sporstyringsenheten i oppkjørte løyper slipper man at en av meiene kommer ned i sporet og at pulken blir gående på skjeve.

Der det ikke er preparerte sport, fjernes enheten med et enkelt grep og legges ned i pulken. Vekt ca. 800 gram.



Aktiv karbonplastpulk kan også leveres med ledsager/skyvebøyle.

Artikkel nr.:

580	Ledsager/skyvebøyle
------------	---------------------



Artikkel nr.:

584	Hundedrag model Fjellpulken
------------	-----------------------------

AL-

Multivogner sommer



AL-trac[®]

AL-trac® Multivogn Sommer



Artikkel nr.:

A-3

(HMS Nr. 202476)

AL-trac® Besseggen komplett

Komplett multivogn jogger med fjelltrekksett.
Vinkelregulerbar seteplate.

Vekt ca. 10 – 13,5 kg. avhengig av utstyrsnivå.

24" offroadhjul med trommelbrems.
Parkeringsbrem på ledsagerbøyle.

Teleskopisk gådrag mefølger.



Lett å bytte sete når det trengs å byttes. Kun 4 skruer.



AL-trac® Sommerprodukter

AL-trac®
Besseggen

AL

Artikkel nr.:

A-4

(HMS Nr. 200755)

AL-trac® Besseggen (A-3)
med **AL-trac® Fjellgeita**

Multivogn jogger med fjelltrekksett og **AL-trac® Fjellgeita**.



AL-trac®
Fjellgeita

Artikkel nr.:

A-6

(HMS Nr. 200755)

AL-trac® Fjellgeita med sete,
joggefront og gådrag

Kun **AL-trac® Fjellgeita** separat.



AL-trac® Sommerprodukter



Artikkel nr.:

C-3

(HMS Nr. 230454)

AL-trac® Glittertind.

Multivogn med fatbikehjul.

AL-trac® Glittertind. Alt på en ramme med fjelltrekksett.



Artikkel nr.:

C-4

(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind.

Multivogn med fatbikehjul (C-3) og fatbike **AL-trac® Fjellgeita** med brems.

Bildene kan avvike fra selve produktet/produkt detaljer.



AL-trac® Sommerprodukter



Artikkel nr.:


E-1

(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind HD.

Ekstra solid for tunge brukere.
Vinterpakke med ski, støtteski
og pulkdrag

AL-trac® Glittertind HD er en multivogn med ekstra kraftige rør (godkjent for 180 kg.)



Artikkel nr.:

E-3

(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind HD.

Ekstra solid for tunge brukere.
Leveres med fatbikehjul med
trommelbrems.

AL-trac® Glittertind HD er en multivogn med ekstra kraftige rør (godkjent for 180 kg.)



Artikkel nr.:

E-4

(HMS Nr.)

AL-trac® Glittertind HD

Multivogn m/fatbikehjul (E-3)
og fatbike **AL-trac® Fjellgeita**
med brems.

Bildene kan avvike fra selve produktet/
produkt detaljer.



AL-trac®

AL-trac® motordrift**AL-trac®**

Artikkel nr.:

M-2

(HMS Nr.)

Motordrift for **AL-trac®**
modellene.

2 små motorer i fatbike drivhjulene.

Skyves med ledsagerbøyle med montert
gasshåndtak for tommel.

Vekt ca. 14 kg totalt.

Batteri festes bak på seteryggen eller på
ledsagerbøyle.Utvekslingsforhold 1:8. Enhetsvekt 3,2 kg.
Børsteløs.

AL-trac® Sommerprodukter



Artikkel nr.:

G-1 (HMS Nr.)	AL-trac® Galdhøpiggen. Multivogn med 24" fatbikehjul, ledsagerbøyle, teleskopisk trekdrag og elektrisk hjelpemotor.
G-2 (HMS Nr.)	AL-trac® Galdhøpiggen Med 20" hjul Vår anbefaling

Her avbildet med bred front og bena ned



Artikkel nr.:

G-3 (HMS Nr.)	AL-trac® Galdhøpiggen HD. Multivogn med fatbikehjul som G-1 men med kraftigere rør for belastning opp til 180 kg. .
-------------------------	--

Bildene kan avvike fra selve produktet/
produkt detaljer.



Her med 24 tommers hjul

AL-trac® Løpevogn



Artikkel nr.:

L-1

(HMS Nr.)

AL-trac® Runner løpevogn

Løpevogn med 26" racinghjul med trommelbrems.

Velg mellom 2 typer fronter:

- Racingfront med tynt kompakt hjul.
- Standard front med smalt racinghjul.

Meget kompakt vogn – Komplet **KUN** 10 kg.

Ledsagerhåndtak med brems.

Vognen gjøres lett om til f. eks. en **AL-trac®** fatbike multivogn.

- Bytt front
- Bytt hjul
- Ta eventuelt av løpehåndtak og flytt bremsene til standard håndtak.



Her fra et løp i København med «Team Tvilling»

I Danmark har løping med spesialvogner vert populært i mange år

Under : Adaptiv Star USA.

Her også løping stort



AL-trac® sykkeldrag og innbyggingssett



Artikkel nr.:

SY-1 (HMS Nr.)	AL-trac® Hanger. Kun sykkeldrag
	Bred aksling

Sykkeldrag, med et enkelt drag ,kan AL-trac brukes som en sykkelhenger. Om akslingen er smal finnes det en bred aksling, som gjør «sykkeltrallen ,meget stabil



Artikkel nr.:

SY-2 (HMS Nr.)	AL-trac® Bergen innbygging mot vær og vind. Voksen
SY-3	AL-trac® Bergen innbygging mot vær og vind. Junior
SY-4	Polstring underside, mot vær og vind. Anbefales spesielt til vinterbruk

Kan brukes både som vogn og sykkeltralle. Om bruk på vinter, ta av fronthjulet og bruk joggefront i kombinasjon med ski

Med vindu og komplett innbygging med avtagbare sider og tak.

Legges lett sammen med med fleksible teltstenger som sammen med selve trekket legges i veske bak på vognen.

Fester bak er høydejustere, for å kompensere fra forskjellig høyde på ledsagerbøyle





Artikkel nr.:

D-1

(HMS Nr.)

AL-trac® Badeanda aktiv
strandvogn.

AL-trac® Badeanda er en del av konseptet
AL-trac® Multivogn.

20" hjul uten kulelager. Kun rør-i-rør.

Tåler salt- og klorvann. Luftfylt strandhjul i front.

Til bruk på strand og i basseng.



Artikkel nr.:

DRA-1

(HMS Nr.)

AL-trac® dravogn med 2 hjul
og drag.

Et enkelt alternativ for en enkel hverdag. Kan
leveres med bremses på draget.

Kan også leveres med fatbikehjul for bedre
fremkommelighet i ulendt terreng.


Meget lett – Kun ca. 12 kg.



AL-trac® Sommerprodukter

For mer informasjon, se våre hjemmesider:

www.al-trac.no



Målskjema AL-trac® modellene

Navn bruker:		
Mail:		
Mobil:		
Sett kryss	Varenr.	Beskrivelse
	A-1	AL-trac® Komplet vinterpakke med langrennsski, støtteski og pulkdrag
	A-2	AL-trac® vinterpakke A-1 + ståbrett og snowblades
	A-3	AL-trac® Besseggen multivogn standard med offroadhjul og fjelltrekksett
	520-0	Multivogn str. 0, setebredde = 24, setedybde = 25, rygghøyde = 25
	520-1	Multivogn str. 1, setebredde = 28, setedybde = 32, rygghøyde = 38
	520-2	Multivogn str. 2, setebredde = 32, setedybde = 28, rygghøyde = 38
	520-3	Multivogn str. 3, setebredde = 36, setedybde = 34, rygghøyde = 38
	520-4	Multivogn str. 4, setebredde = 38, setedybde = 40, rygghøyde = 38
	520-5	Multivogn str. 5, setebredde = 42, setedybde = 28, rygghøyde = 38
	520-X-4	Multivogn str. 4X, setebredde = 38, setedybde = 40, rygghøyde = 70
	520-X-5	Multivogn str. 5X, setebredde = 45, setedybde = 45, rygghøyde = 70
	611-HØY-RYGG	Tillegg for Aktivsete høy rygg
	97306-43	Modulrygg, setebredde = 43, setedybde/høyde er justerbart. Rygg og setepute Netti
	525	Tiltplate 8-28 grader
		Seter tilpasses etter mål
	A-4	A-3 AL-trac® Besseggen + AL-trac® Fjellgeita
	A-6	AL-trac® Fjellgeita , joggefront og gådrag
	C-3	AL-trac® AL-trac™ multivogn med fatbikehjul
	C-4	C-3 AL-trac® Glittertind + AL-trac® Fjellgeita
	L-1	AL-trac® Løpevogn med løpefront 28 tommer racing hjul og ledsagerbøyle for løping
	SY-1	AL-trac® Hanger . Sykkelhenger med drag og feste til vanlig sykkel
	SY-2	AL-trac® Bergen . Innbygging for AL-trac® Hanger med vindskjerm og tak
	SY-3	AL-trac® Bergen barnemodell
	SY-4	AL-trac® Bergen vinterpolstring underside
	E-1	AL-trac® Glittertind HD multivogn med vinterpakke (ski, støtteski og drag)
	E-3	AL-trac® Glittertind HD multivogn med kraftigere rør for belastning opp til 180 Kg.
	E-1	AL-trac® Glittertind HD multivogn med vinterpakke (ski, støtteski og drag)
	E-3	AL-trac® Glittertind HD multivogn med kraftigere rør for belastning opp til 180 Kg.
	E-4	E-3 AL-trac® Glittertind HD + AL-trac® Fjellgeita
	M-2	Hjelpemotor i drivhjul. Maks gasspådrag = 10 Km/t
	D-1	AL-trac® Badeanda . Multivogn med badehjul og aksling rør-i-rør
	DRA-1	Dravogn med drag
	DRA-2	Dravogn med fatbikehjul og brems på drag for ledsager

Målskjema AL-trac® modellene

Tilpassing

Før opp eventuelle endringer her:

	97500-B-X	Bred front med vinkelstilbart sete hvor benstøtte følger tiltregulering
	97500-B-2	Ekstra bred front med vinkelstilbart sete hvor benstøtte følger tiltregulering
	97321	Fotstøtter som følger tiltregulering i 90 grader. Lengderegulerbare
	97322	Fotstøtter som følger tiltregulering i 70 grader. Lengderegulerbare
	97335	Helt gummibelagt forbrett med rem over bena
	97335-FOT	Helt gummibelagt forbrett skråstilt
	532	Feste for nakkestøtte
	533	Nakkestøtte – Lange vinger
	531	Nakkestøtte – Liten
	530	Nakkestøtte – Sanjex med dreiekule for posisjonering av hodet
	541	Hoftebelte
	548	Brystbelte 10 cm. Neopren velkrofeste
	541-50	Brystbelte smalt 5 cm. Neopren velkrofeste
	9757-1	Neoprenvest str. 1
	9757-2	Neoprenvest str. 2
	9757-3	Neoprenvest str. 3
	543	Ankelholder str. 1
	544	Ankelholder str. 2
	545	Ankelholder str. 3

Seter

Ta kontakt for type pute og rygg



Reservedeler

	A-116	Låsepinne pulkdrag
	A-115	Låsebolt med låsebøyle til drag og andre deler
	A-117	Låsepinne ståbrett

Oppgi mål på bruker:


A = Armlengde =

B = Ryggghøyde =

C = Legglengde =

D = Setedybde til knehase =

E = Setebredde =



Stavmål – Fra øre til sete + 20 cm.

Om bruker er sterk + 25 cm.

Ta også mål fra sete til under armhule for å kappe sete i riktig høyde.

Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:

Ledsager 1	Høyde	cm.
Ledsager 2	Høyde	cm.
Ledsager 3	Høyde	cm.

Målskjema AL-trac® modellene

Annen informasjon:

Alle målskjemaer er å finne på våre hjemmesider:

www.al-trac.no

AL-trac[®]

Off-Road rullestol



Fra NRK SERIEN "ingen Grenser"

AL-trac® Offroad Rullestol

Til TV-Serien «**Ingen Grenser**» med Lars Monsen på NRK, ble den gang Aktiv Hjelpemidler A/S bedt om å lage flere Offroad rullestoler som skulle benyttes under innspillingen.



Mottoet var klart:

«De har alle ulike funksjonshemninger, men deler et brennende ønske om å vise at vilje, evner og pågangsmot har ingen grenser»

– Fra serien «Ingen Grenser - NRK» hvor Aktiv Hjelpemidler A/S leverte flere av vognene som ble brukt på turen.

Kravene og bruksområdene var enkelt beskrevet:

«Det blir lite vei, mye skog, fjell og myr. Forutsetningen er en rullestol med meget lett ramme, store hjul og gode håndtak for å kunne bære».



Offroad rullestol "Ingen Grenser"



Artikkel nr.:

9900 (HMS Nr. 163816)	AL-trac® Offroad rullestol standard voksen utgave.
9901 (HMS Nr. 163817)	AL-trac® Offroad rullestol standard barn/ungdom
9902 (HMS Nr. 163818)	AL-trac® Offroad rullestol barn



Artikkel nr.:

9900 (HMS Nr. 163816)	AL-trac® Offroad rullestol standard med 24" drivhjul og 20" fronthjul. Stiv aksling
9901 (HMS Nr. 163817)	AL-trac® Offroad rullestol barn/ungdom med 24" drivhjul og 20" fronthjul
9902 (HMS Nr. 163818)	AL-trac® Offroad rullestol barn med 20" drivhjul og 16" fronthjul
9910 (HMS Nr. 163819)	AL-trac® Ledsagerbøyle
9922 (HMS Nr. 163821)	AL-trac® Beskyttelsbrett front
9923 (HMS Nr. 163820)	AL-trac® Fjelltrekksett og drag
97431 (HMS Nr. 172701)	AL-trac® Klesbeskytter «carbonplast»

Navn bruker:		
Mail:		
Mobil:		
Sett kryss	Varenr. / HMS Nr.	Beskrivelse
	9900	AL-trac® Offroad rullestol standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran. Stiv aksling
	9901	AL-trac® Offroad rullestol BARN standard med 24" hjul bak og 20" hjul foran. Stiv aksling.
	9902	AL-trac® Offroad rullestol standard med 20" hjul bak og 16" hjul foran. Stiv aksling
	9903	AL-trac® Offroad rullestol med 24" fatbike hjul bak og 20" fatbikehjul foran. Stiv aksling.
	9910	AL-trac® Ledsagerbøyle
	111	AL-trac® Klesbeskyttere 120 eller 180 grader
	9923	AL-trac® Pulkdragfeste og persondrag

Fargevalg: Standard hammerlakk sort. Andre farger på forespørsel og avhengig av tilgang.

Oppgi mål på bruker:


A = Armlengde =

B = Rygghøyde =

C = Legglengde =

D = Setedybde til knehas =

E = Setebredde =



Stavmål – Fra øre til sete + 20 cm.

Om bruker er sterk + 25 cm.

Ta også mål fra sete til under armhule for å kappe sete i riktig høyde.

Med hensyn til tilpassing av ledsagerbøyle ber vi om at ledsager(es) høyde oppgis:

Ledsager 1	Høyde	cm.
Ledsager 2	Høyde	cm.
Ledsager 3	Høyde	cm.

Alle måleskjemaer å finne på våre hjemmesider:

www.al-trac.no





AL-trac® Multivogn aktiviteter

Igjennom tidene har Aktiv Hjelpemidler A/S (nå **AL-trac as**) gledet mange med sine produkter. Her har vi samlet et knippe av våre suksesshistorier. Dette beviser at man, uansett nedsatt funksjon, fortsatt skal kunne være i bevegelse. Vi i **AL-trac as** ynder å si at vi skaper livsglede og kvalitet. En glede og kvalitet som gjør at man fortsatt kan komme seg ut i skog og mark. Man må ikke nødvendigvis bestige et fjell med tanke på produktnavnene våre, men man blir heller ikke «låst inne». Produktnavnene kommer jo av hva Multivognene våre faktisk har oppnådd.


«Ingen Grenser» på NRK var en åpning for å vise at man kan få andre hjelpemidler en de helt vanlig standard som er tilpasset en gang og sykkelsti. Vi bygger for å tilpasse. Vi bygger for å gi en bedre livskvalitet. Vi bygger fordi vi ønsker å gjøre andres liv enklere og bedre. Som vi sa for 20 år siden – *«let's move»*.

Bildene som her følger har vi fått tillatelse til å vise. Familiene som har gitt oss disse tillatelsene er så fornøyd med det produktet de har fått, og muligheten til å gjøre noe annet enn bare sitte stille.

Dette er den utrolige historien man ikke skulle tro kunne vært mulig!


Lars Monsen beviste det med vogner fra den gang Aktiv Hjelpemidler A/S.





Klar for tur til Gaustatoppen med sin multifunksjonshemmet datter. Med en **AL-trac**® multivogn

Målet skimtes i det fjerne



Matstopp på veien. Av og til er det lett vint med sonde mat.

Her brukes **AL-trac**® multivogn med **AL-trac**® **Fjellgeita** med 1 hjul, da det er for smalt til å bruke vognen med 2 hjul .

Far har da hjulene på ryggen.



Temmelig bratt men målet skimtes i det fjerne.

Det regnet, så her må sete tømmes for vann.



Her overrekkes gave fra
Turistforeningen



Gratulerer vel gjennomført. Noen gode hjelpere hjalp dem opp
det siste stykket.

Glåmdalen

Til topps med rullestol etter veddemål



Kameratene inngikk et litt uvanlig veddemål. Asgeir tapte, og måtte dra kameraten Geir i rullestol opp på en fjelltopp.



Etter fire timers slit var de på Andbergshøe 1184 meter over havet i Lesja kommune. I kraftig vind hadde kameratene gjennomført et mål som ble satt for 15 måneder siden.

En kamerat i spesiallaget rullestol har på ny fått oppleve flott natur. Og konklusjonen etter miniekspedisjonen i høst er at ting slett ikke er umulig selv med et litt vanskelig utgangspunkt.

– Helt fantastisk, jeg kan ikke beskrive det. Et høydepunkt i livet mitt nå, sier Geir (58) selv.

Han har allerede bestemt seg for å skaffe en egen spesiallaget rullestol, eller tralle, for å komme seg mer ut i naturen.





Endelig oppe



VG følger

Den luftige turen over Besseggen, der Per Gynt hevdet at han red ned på et reinsdyr, er et yndet turmål. I fjor gikk hele 36.000 mennesker ruten, men de fleste hadde et langt lettere utgangspunkt enn Luis.

Han er lam fra livet og ned etter at han fikk polio som liten. Han er derfor helt avhengig av hjelpemidler eller hjelp fra andre for å forflytte seg. En tur over Besseggen hadde han ikke forestilt seg før Turid (22), som han kjenner gjennom opphold på Beitostølen helsesportsenter, foreslo det.

- Jeg ville veldig gjerne ha ham med på tur, og så tenkte jeg at det var noe vi kunne gjøre sammen. Det var jo for at han skulle få den gode opplevelsen av den fine turen, sier han til VG.

Ville ikke være feig

32-åringen tok først ikke forslaget hennes seriøst. Men etter hvert om jeg skjønnte at hun ikke tøyset, kunne ikke jeg være feig, sier han. Luis samlet et team på fem assistenter og fikk låne en terrengvennlig rullestol fra **AL-trac as** (tidl. Aktiv hjelpemidler A/S).



Luis er trolig den første rullestolbrukeren som har krysset Besseggen.

- Med vilje og gode mennesker rundt seg er det helt utrolig hva man kan gjennomføre, sier han til VG.





På de bredeste partiene, ble stolen brukt med 3 hjul.

Der det var smalt ble den brukt med 2 hjul som en «Fjellgeit»

På tur med **AL-trac**® multivogn. Josefine er på tur i høstferien og sin nye **AL-trac**® Fjellgeita.



Det er en menneskerett og kunne drikke rent fjellvann, ifølge far

Rotvelt ingen hindring





AL-trac® Fjellgeita. Her uten fronthjul. Vekt 7 kg.
Kan også benyttes med fronthjul.
NB! Det er nå også laget "parkeringsstøtter" til **AL-trac® Fjellgeita.**






Torstein Lerhol

Torstein veier bare 17 kg. Vi ble spurt om vi kunne lage en liggeseng til ham, som han kunne bruke ute og inne. Inne med rullestolgorgafier og trinser.

Ute med offroadhjul. Den måtte også kunne deles, for å lettere komme på besøk til venner oppe i etasjene, og for og kunne bringes med på fly.

Bloggen til Torstein,
<http://meningsfyltliv.wordpress.com/2012/06/26/rallyrunde-pa-garden/>



Skisse på forslag til løsning. Vekt ramme ca 7 kg + hjul

Torstein har vært på ; joggeturer, skogsturer og på fjellet







Sommeren 2018 ble vi bedt om å bygge om vognen med 24" fatbikehjul

Mål: villmarkstur til Canada



Om vinteren settes det ski på overdelen



SENTERPARTIETS TORSTEIN LERHOL:
-JEG FØLER AT JEG OPPLEVER ALT
SOM ALLE ANDRE

Det ble laget en stor artikkel i Dagens Næringsliv, hvor de var med Torstein på forskjellige aktiviteter, blant annet hjortejakt.



Andre produktkataloger

Aktiv Hjelpemidler A/S har gjennom mange år laget mange løsninger så funksjonshemmede kan komme seg ut i skog og mark. Mange produkter som hver og en er helt unike. Vår **AL-trac**[®] serie er vårt hovedområde, som stadig utvikles og forbedres. Se våre hjemmesider:

www.al-trac.no





AL-trac®

AL-trac as ble etablert i 2021 som en videre-
føring av Aktiv Hjelpemidler A/S av Geirr Scheen.

Utdannet sykepleier med et sterkt ønske om at det å være
funksjonshemmet ikke skulle være til hinder får å leve et godt liv.

Det hele startet med tøft lakkerte eikebeskyttere
til rullestoler for barn og ungdom. Hva er vel "kulere"
enn å ha flammelakkering på hjulene.

Deretter kom AL-Trac(R) multifunksjonsvogner, pulker
akebrett, kjelker og sykkelvogner for å nevne noe.

I dag bygger vi det meste for de fleste!

AL-trac as

Kontor / showroom / verksted:

**Melby Gård, Bråteveien 159
N-2013 Skjetten
Telefon : +47 982 39 850**

Mandag - fredag: 10:00 - 15:00

For ytterligere informasjon, kataloger, videoer og annen
kontaklinformasjon, se våre nettsider:

www.al-trac.no



AL-trac®